

# HUMIDOTRACH® PRO / HUMIDOTRACH® PRO ISO

REF 46456



REF 46457



REF 46320 (optionele)



- ▶ HME-filter (warmte- en vochtwisselaars/kunstmatige neuzen) met zuurstofaansluiting
- ▶ 15 mm standaardconnector past op alle tracheacannules met 15 mm-connector (UNI)
- ▶ Polyurethaan-schuimstoffilter met open poriën
- ▶ Roostervormige behuizing maakt maximale luchtuitwisseling mogelijk
- ▶ Met overdrukventiel, om probleemloos te kunnen hoesten
- ▶ Afzonderlijk verpakt in een peel-pack
- ▶ **HUMIDOTRACH® PRO (REF 46456)**: Extra zuurstofaansluitstuk (steekverbinding 5 mm), bevestigd aan de zijkant van de behuizing, maakt de aansluiting van een verbindingsslang en dus de combinatie met een zuurstofbron mogelijk
- ▶ Zuurstof-aansluit slang verkrijgbaar (REF 46320)
- ▶ **HUMIDOTRACH® PRO ISO (REF 46457)**: Een extra zuurstofaansluitstuk (ISO steekverbinding / nippel 6 mm), bevestigd aan de zijkant van de behuizing, maakt de aansluiting van een verbindingsslang en dus de combinatie met een zuurstofbron mogelijk
- ▶ Gestandaardiseerd voor alle ISO Zuurstof-aansluit slang

## LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

**HUMIDOTRACH® PRO** REF 46456

1 x HME-filter

of

**HUMIDOTRACH® PRO ISO** REF 46457

1 x HME-filter

Optioneel verkrijgbaar:

**Oxygen connection tube** REF 46320

O<sub>2</sub>-Aansluit slang, Verpakking met 50 stuks

Product	VE	REF
<b>HUMIDOTRACH® PRO</b>	30 Stuks, afzonderlijk verpakt	<b>46456</b>
<b>HUMIDOTRACH® PRO ISO</b>	30 Stuks, afzonderlijk verpakt	<b>46457</b>

CE 0482