

BLOM-SINGER® DUCKBILL VOICE PROSTHESIS

- ▶ Das Blom-Singer® Duckbill Shunt-Ventil ist ein Wechsel-Shunt-Ventil, das nach fachmännischer Anleitung und Einweisung von dem Patienten selbstständig gewechselt werden kann
- ▶ Zur täglichen Reinigung wird das Shunt-Ventil aus dem Shuntkanal / Fistelkanal entnommen und anschließend wieder eingesetzt
- ▶ Eine Fixierung des Sicherheitsfadens außerhalb des Tracheostomas ist unbedingt erforderlich
- ▶ Das Shunt-Ventil ist in einer einheitlichen Schaftstärke von 16 Fr. sowie den Größen 6 - 25 erhältlich



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten

Bestellhinweis:

Blom-Singer® Duckbill - 16 Fr.

| | |
|----------|--------------|
| Größe 6 | REF DB16-006 |
| Größe 8 | REF DB16-008 |
| Größe 10 | REF BE6000 |
| Größe 12 | REF DB16-012 |
| Größe 14 | REF BE6001 |
| Größe 18 | REF BE6002 |
| Größe 25 | REF BE6004 |