

**2-KAM® SLIT STERILE**

steril

REF 30606



- ▶ Sterile Zweikammer-Tracheal-Kompresse
- ▶ Bestehend aus 2 aufeinander fixierten Kompressenleibern unterschiedlicher Stärke, bei denen unterschiedliche Vliesstoffe verarbeitet wurden
- ▶ Vorderseitiger Kompressenleib ist verstärkt und ohne Fusselbildung abwischbar, saugt schnell austretendes Sekret auf
- ▶ Die Rückseite der Kompresse ist besonders weich und hält die Haut trocken und warm
- ▶ So kann sich keine feuchte Kammer zwischen Kompresse und Haut bilden
- ▶ Tracheal-Kompressen dienen der Aufnahme von Trachealsekreten, sowie der Abpolsterung des Trachealkanülenschildes gegen die Haut
- ▶ Die Sterilität ermöglicht einen post-operativen Einsatz
- ▶ **SLIT** Varianten mit Schlitz zum schnellen Kompressen-Wechsel bei liegender Kanüle
- ▶ Die Kompressen sind nur zum Einmalgebrauch bestimmt

LIEFERUMFANG	
▶ Gebrauchsanweisung	
<b>2-KAM® SLIT STERILE</b>	<b>REF 30606</b>
100 x Trachealkompressen, steril	

Produkt	Größe	VE	REF
<b>2-KAM® SLIT STERILE</b>	9,0 x 9,8 cm	100	<b>30606</b>

CE 0482 STERILE EO