

SUPRAFX®

REF 32300



REF 32500



- ▶ Bande de fixation pour canule – 4 variantes:
 - "H" variante: avec crochet plastique
 - "H PED" variante: avec crochet plastique pour enfants
 - "K" variante: avec bande auto-agrippant
 - "K PED" variante: avec bande auto-agrippante pour enfants
- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
- ▶ Se compose d'une sangle de mousse d'environ 3 cm de large enrobée d'un non-tissé doux.
- ▶ La longueur est librement réglable au moyen d'une agrafe mobile
- ▶ Confort de port optimal à une distance de 1 cm entre le cou et le cordon
- ▶ Coloris: blanc
- ▶ Emballé séparément

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

SUPRAFX® xx H **REF 323xx**

1 x Bandes de fixation pour canule

oder

SUPRAFX® xx K **REF 325xx**

1 x Bandes de fixation pour canule

Produit	Longueur	REF
SUPRAFX® 11 H PED	15 - 26 cm	32308
SUPRAFX® 13 H PED	17 - 28 cm	32310
SUPRAFX® 15 H PED	19 - 30 cm	32311
SUPRAFX® 18 H	22 - 41 cm	32301
SUPRAFX® 25 H	35 - 42 cm	32300
SUPRAFX® 30 H	34 - 54 cm	32305
SUPRAFX® 36 H	40 - 58 cm	32303
SUPRAFX® 11 K PED	18 - 25 cm	32509
SUPRAFX® 13 K PED	20 - 27 cm	32510
SUPRAFX® 15 K PED	22 - 29 cm	32512
SUPRAFX® 18 K	20 - 40 cm	32502
SUPRAFX® 25 K	32 - 48 cm	32500
SUPRAFX® 30 K	37 - 53 cm	32501
SUPRAFX® 36 K	43 - 57 cm	32503

