

# DURAPUR® IC

Innenkanülen ohne Fensterung

► Für die DURAPUR® Trachealkanülen sind drei verschiedene Typen von ungefensterten Innenkanülen separat erhältlich:

1. Mit Flachprofil (IC) wenn kein Anschluss an Beatmungsgeräte oder HMEs benötigt wird.  
Auch als XL-Variante verfügbar (REF 23801 und REF 23701 XL)
2. Mit feststehendem 15 mm-Konnektor UNI (ICU) zur Verbindung mit einem HME (REF 23811)
3. Mit 22 mm-KOMBI-Adapter (ICK) um HMEs (22 mm-Adapter) anzuschließen (REF 23881)

► Die Größe der Innenkanüle muss entsprechend der DURAPUR® Außenkanüle gewählt werden



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

## Bestellhinweis:

<b>DURAPUR® IC</b>	Größe 7-12
<b>DURAPUR® IC XL</b>	Größe 8-10
<b>DURAPUR® ICU</b>	Größe 7-12
<b>DURAPUR® ICK</b>	Größe 7-12



**REF 23801**



**REF 23701**



**REF 23811**



**REF 23881**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!