

HUMIDOSTOM® / HUMIDOSTOM® O₂ / HUMIDOSTOM® O₂ ISO

REF 46160



REF 46150




REF 46155



15 mm

UNI

O₂

- ▶ Filtre HME (Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ Connecteur standard de 15 mm (UNI) – adaptable à toutes les canules trachéales avec connecteur de 15 mm
- ▶ Filtre en polyuréthane poreux
- ▶ **HUMIDOSTOM® O₂ (RÉF 46150)** : un raccord d'alimentation en oxygène supplémentaire (raccord ISO 5 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de fixer une tubulure de raccordement et donc, d'ajouter une source d'oxygène
- ▶ **HUMIDOSTOM® O₂ ISO (RÉF 46155)** : un raccord d'alimentation en oxygène supplémentaire (raccord / embout ISO 6 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de fixer une tubulure de raccordement et donc, d'ajouter une source d'oxygène
- ▶ Léger, design discret

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

HUMIDOSTOM® **REF 46160**

1 x Filtre HME / Nez artificiel

ou

HUMIDOSTOM® O₂ **REF 46150**

1 x Filtre HME / Nez artificiel

ou

HUMIDOSTOM® O₂ ISO **REF 46155**

1 x Filtre HME / Nez artificiel

Produit	Unité	REF
HUMIDOSTOM®	30 pièces, emballées individuellement	46160
HUMIDOSTOM® O₂	30 pièces, emballées individuellement	46150
HUMIDOSTOM® O₂ ISO	30 pièces, emballées individuellement	46155

CE 0482