

HUMIDOSTOM®/ HUMIDOSTOM® O₂/ HUMIDOSTOM® O₂ ISO

REF 46160



REF 46150



REF 46155



- ▶ HME Filter (Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ 15 mm (UNI) Standardkonnektor – passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm Konnektor
- ▶ Offenporiger Polyurethan-Filter
- ▶ **HUMIDOSTOM® O₂ (REF 46150)**: zusätzlich am Gehäuse seitlich angebrachter Sauerstoffstutzen (Steckanschluss 5 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle
- ▶ **HUMIDOSTOM® O₂ ISO (REF 46155)**: zusätzlich am Gehäuse seitlich angebrachter Sauerstoffstutzen (ISO Steckanschluss / Nippel 6 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle.
- ▶ Geringes Gewicht, unauffälliges Design

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDOSTOM® REF 46160
1 x HME-Filter / Künstliche Nase

oder


HUMIDOSTOM® O₂ REF 46150
1 x HME-Filter / Künstliche Nase

oder

HUMIDOSTOM® O₂ ISO REF 46155
1 x HME-Filter / Künstliche Nase



UNI

O₂

Produkt	VE	REF
HUMIDOSTOM®	30 Stück, einzeln verpackt	46160
HUMIDOSTOM® O₂	30 Stück, einzeln verpackt	46150
HUMIDOSTOM® O₂ ISO	30 Stück, einzeln verpackt	46155

CE 0482