



OPTIFLAUSCH®

REF 32550



REF 32551



- ▶ Canuledraagband:
 - "K" varianten: met klittenbandsluiting
 - "H" varianten: met kunststof haak
- ▶ Maakt een veilige bevestiging van tracheacanules mogelijk
- ▶ Lichte schuimstofkern, omgeven door huidvriendelijke vliesstof
- ▶ Comfortabel zacht materiaal, dat soepel zit
- ▶ De draagband is ca. 4 mm dik
- ▶ Maakt dankzij de klittenbandsluiting een snelle aanpassing aan de gewenste halswijdte mogelijk (2-delig, verstelbaar)
- ▶ Kleur: wit
- ▶ Individueel verpakt

LEVEROMVANG**OPTIFLAUSCH® K** **REF 32550**

1 x Canuledraagband
1 x Gebruiksaanwijzing

of

OPTIFLAUSCH® H **REF 32551**

1 x Canuledraagband
1 x Gebruiksaanwijzing

Product	Lengte	Breedte	REF
OPTIFLAUSCH® K	24 - 45 cm	2,5 cm	32550
OPTIFLAUSCH® H	24 - 47 cm	2,5 cm	32551



OPTIFLAUSCH®

REF 32553



REF 32555



- ▶ Canuledraagband:
 - "K" varianten: met klittenbandsluiting
 - "K PED" varianten: met klittenbandsluiting, voor kinderen
- ▶ Maakt een veilige bevestiging van tracheacanules mogelijk
- ▶ Lichte schuimstofkern, omgeven door huidvriendelijke vliesstof
- ▶ Comfortabel zacht materiaal, dat soepel zit
- ▶ De draagband is ca. 4 mm dik
- ▶ Maakt dankzij de klittenbandsluiting een snelle aanpassing aan de gewenste halswijdte mogelijk (2-delig, verstelbaar)
- ▶ Met wit klittenband en elastisch inzetstuk
- ▶ Kleur: beige
- ▶ Individueel verpakt

LEVEROMVANG**OPTIFLAUSCH® K beige** **REF 32553**1 x Canuledraagband
1 x Gebruiksaanwijzing

of

OPTIFLAUSCH® K PED **REF 32555**1 x Canuledraagband
1 x Gebruiksaanwijzing

Product	Länge	Breite	REF
OPTIFLAUSCH® K beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32553
OPTIFLAUSCH® K PED	16 - 23 cm	2,0 cm	32555

