

FAHL® DECANNULATION-SET

Contenu :

▶ LARYVOX® TAPE EXTRA FINE

15 unités, support transparent très fin et transparent; très bonne adhérence; s'adapte très bien aux mouvements de la zone du cou

▶ FAHL® MULTI PLUG


1 unité, l'obturateur FAHL® MULTI PLUG est compatible avec tous les supports courants de 22 mm - LARYVOX® Tape par exemple et courants de 15 mm SPIRAFLEX® UNI par exemple

▶ COMBIPHON® O₂

1 unité, avec adaptateur multiple : convient aussi bien à un connecteur de 15 mm (UNI) qu'à un adaptateur de 22 mm (KOMBI); la membrane de la valve est fermée en position initiale et s'ouvre brièvement à chaque inspiration.

Des fiches techniques individuelles et détaillées sont disponibles pour tous les composants du set !

FAHL



Les informations de commande :

FAHL® Decannulation-Set

Réf. 48005