

TRACHFLOW® METRIC S + L

steril

REF 68630/68730



REF 60700



- ▶ Sterile, atraumatische Tracheostoma-Katheter zum schonenden Absaugen von Trachealsekret
- ▶ Mit abgerundeter Spitze, um Verletzungen der Luft- röhre zu vermeiden
- ▶ Aus weichem, flexiblem und transparentem Kunststoff
- ▶ Mit zentraler Öffnung und vier seitlichen Öffnungen („Augen“) an der Katheterspitze, um das Festsaugen- des Katheters an der Trachealwand während des Ab- saugvorganges zu verhindern
- ▶ Eine Graduierung in 1-cm-Abständen erlaubt die di- rekte Kontrolle der Einführtiefe des Absaugkatheters
- ▶ Großes Sortiment (CH 10-16)
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ Zwei verschiedene Längenvarianten verfügbar: 25 cm und 50 cm (die kurze Variante ist besonders geeignet für das tracheale Absaugen)
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip einzu- setzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem Fingertip wird der Absaugschlauch des Absauggerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der TRACHFLOW® Finger- tip auf alle Größen der Stomakatheter.

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

TRACHFLOW® METRIC S **REF 68630**
1 x Absaugkatheter, steril, atraumatisch

oder
TRACHFLOW® METRIC L **REF 68730**
1 x Absaugkatheter, steril, atraumatisch

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Optionales Zubehör:
TRACHFLOW® FINGERTIP **REF 60700**

INFORMATION

10 12 14 16

CE 0482 STERILE EO

Produkt	Größe	Länge	Shore	Farbe	VE	REF
TRACHFLOW® METRIC S	CH 10	25 cm	A64	Black	30	68630-10
TRACHFLOW® METRIC S	CH 12	25 cm	A64	White	30	68630-12
TRACHFLOW® METRIC S	CH 14	25 cm	A64	Green	30	68630-14
TRACHFLOW® METRIC S	CH 16	25 cm	A64	Orange	30	68630-16
TRACHFLOW® METRIC L	CH 10	50 cm	A64	Black	30	68730-10
TRACHFLOW® METRIC L	CH 12	50 cm	A64	White	30	68730-12
TRACHFLOW® METRIC L	CH 14	50 cm	A64	Green	30	68730-14
TRACHFLOW® METRIC L	CH 16	50 cm	A64	Orange	30	68730-16