

HUMIDUAL®

stérile

REF 46470



- ▶ Filtre HME
- ▶ Connecteur de 15 mm (UNI)
- ▶ Deux filtres de mousse de polyuréthane poreux dans un boîtier plastique intégrés situés aux pôles opposés
- ▶ Avec raccord pour l'alimentation en oxygène
- ▶ Avec soupape de surpression afin de permettre une expectoration aisée


CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

HUMIDUAL®

REF 46470

1 x Filtre HME / Nez artificiel



| Produit | Unité | REF |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| HUMIDUAL® | 30 pièces, emballées individuellement | 46470 |

CE 0482