



# SENSOFOAM® / SENSOFOAM® PAD

stérile


REF 30860



REF 30861



REF 30862



- ▶ Compresse de haute qualité pour porteur de canule. Elle se caractérise par une importante capacité d'absorption.
- ▶ La compresse SENSOFOAM® se compose de plusieurs couches, la couche supérieure respirant de couleur chair empêchant un détrempage de la compresse. La mousse absorbante aspire les sécrétions de manière rapide et sûre.
- ▶ Toute adhérence/collage à la peau est ainsi évitée. La compresse est ainsi facile à retirer.
- ▶ Le matériau spongieux est particulièrement souple et offre un agréable confort de port.
- ▶ Avec fente qui permet un changement de compresse rapide.
- ▶ La compresse SENSOFOAM® protège la canule trachéale en douceur et en toute sécurité par rapport à la peau et prévient les zones de pression. De même, l'ajustement de la canule trachéale est stabilisé dans l'orifice trachéal.
- ▶ Stérile - pour permettre une intervention post-opératoire

## CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

**SENSOFOAM®** **REF 30860**  
10 x Compresse trachéales, stérile

ou  
**SENSOFOAM®** **REF 30861**  
10 x compresse trachéales, stérile, petit

ou  
**SENSOFOAM® PAD** **REF 30862**  
10 x compresse trachéales, stérile

Produit	Taille	Unité	REF
<b>SENSOFOAM®</b>	10,0 x 9,0 x 0,5 cm	10	<b>30860</b>
<b>SENSOFOAM®</b>	6,5 x 6,5 x 0,5 cm	10	<b>30861</b>
<b>SENSOFOAM® PAD</b>	7,8 x 3,8 cm	10	<b>30862</b>

CE 0482 STERILE