

HUMIDOTRACH® PRO / HUMIDOTRACH® PRO ISO

REF 46456



REF 46457



REF 46320 (en option)



- ▶ HME avec raccord pour oxygène
- ▶ Le connecteur standard de 15 mm s'adapte à toutes les canules trachéales avec connecteur de 15 mm (UNI)
- ▶ Filtre à mousse de polyuréthane poreux
- ▶ Le boîtier à treillis permet un échange d'air maximal
- ▶ Contenant une soupape de surpression afin de permettre une expectoration aisée
- ▶ Conditionnement individuel (sachet)
- ▶ **HUMIDOTRACH® PRO (RÉF 46456)** : un raccord d'alimentation en oxygène supplémentaire (raccord ISO 5 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de fixer une tubulure de raccordement et donc, d'ajouter une source d'oxygène
- ▶ Les tuyaux pour le raccordement à l'oxygène sont disponibles séparément (RÉF 46320)
- ▶ **HUMIDOTRACH® PRO ISO (RÉF 46457)** : un raccord d'alimentation en oxygène supplémentaire (raccord / embout ISO 6 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de fixer une tubulure de raccordement et donc, d'ajouter une source d'oxygène
- ▶ Normalisé pour tous les tuyaux de raccordement à l'oxygène ISO

CONTENU

▶ Mode d'emploi	
HUMIDOTRACH® PRO	RÉF 46456
1 x Filtre HME / Nez artificiel	
ou	
HUMIDOTRACH® PRO ISO	RÉF 46457
1 x Filtre HME / Nez artificiel	
Disponible en option :	
Oxygen connection tube	RÉF 46320
O ₂ -Tuyau de raccordement, Pack de 50 pièces	

Produit	Unité	RÉF
HUMIDOTRACH® PRO	30 pièces, emballées individuellement	46456
HUMIDOTRACH® PRO ISO	30 pièces, emballées individuellement	46457

CE 0482