

HUMIDOTRACH® / HUMIDOTRACH® ISO



- ▶ HME avec raccord pour oxygène
- ▶ Le connecteur standard de 15 mm s'adapte à toutes les canules trachéales avec connecteur de 15 mm (UNI)
- ▶ Filtre à mousse de polyuréthane poreux
- ▶ Le boîtier à treillis permet un échange d'air maximal
- ▶ Contenant une soupape de surpression afin de permettre une expectoration aisée
- ▶ Conditionnement individuel (sachet)
- ▶ **HUMIDOTRACH®** : un raccord d'alimentation en oxygène supplémentaire (raccord ISO 5 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de fixer une tubulure de raccordement et donc, d'ajouter une source d'oxygène
- ▶ Les tuyaux pour le raccordement à l'oxygène sont disponibles séparément (REF 46320)
- ▶ **HUMIDOTRACH® ISO** : un raccord d'alimentation en oxygène supplémentaire (raccord / embout ISO 6 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de fixer une tubulure de raccordement et donc, d'ajouter une source d'oxygène
- ▶ Normalisé pour tous les tuyaux de raccordement à l'oxygène ISO

Les informations de commande :

HUMIDOTRACH®	Boîte de 30 unités	Réf. 46450
HUMIDOTRACH® ISO	Boîte de 30 unités	Réf. 46455
Oxygen connecting tube	Boîte de 50 unités	Réf. 46320