

DURACUFF® CLIP

Für DURACUFF® Trachealkanülen

- ▶ Der DURACUFF® CLIP dient der Arretierung der Innenkanüle in die Außenkanüle von DURACUFF® Trachealkanülen mit Innenkanüle(n)
- ▶ Gewährleistet den sicheren Sitz der Innenkanüle (IC)
- ▶ Der DURACUFF® CLIP ist Bestandteil aller DURACUFF® Trachealkanülen-Sets mit Innenkanüle(n)
- ▶ Ebenfalls separat erhältlich



Vor Sonnenlicht geschützt
aufbewahren



Einpatientienprodukt



Gebrauchsanweisung
beachten



CE-Kennzeichnung mit
Kennnummer der Benannten
Stelle

Bestellhinweis:

DURACUFF® CLIP

REF 13299