

2-KAM® SLIT STERILE

stérile

REF 30606



- ▶ Comresse trachéale double couche stérile
- ▶ Composée de 2 éléments de compresse fixés l'un sur l'autre et d'épaisseur différente fabriqués à partir de différents non-tissés
- ▶ L'élément de compresse avant est renforcé et essuyable sans former de peluches, il aspire rapidement les sécrétions
- ▶ Le dos de la compresse est particulièrement souple et laisse la peau sèche et chaude
- ▶ Aucune poche d'humidité ne peut donc se former entre la compresse et la peau
- ▶ Les compresses trachéales sont utilisées pour l'absorption des sécrétions trachéales ainsi que pour le rembourrage de la collerette de la canule trachéale contre la peau
- ▶ La stérilité permet une intervention post-opératoire
- ▶ Variantes **SLIT** avec fente pour un remplacement de compresse rapide avec une canule encore insérée
- ▶ Les compresses sont uniquement destinées à un usage unique

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

2-KAM® SLIT STERILE **REF 30606**
100 x compresses trachéales, stériles

Produit	Taille	Unité	REF
2-KAM® SLIT STERILE	9,0 x 9,8 cm	100	30606

CE 0482 STERILE EO