


HUMIDOSTOM® JUNIOR

REF 46850



UNI



- ▶ Filtre HME (Heat-Moisture Exchanger) des enfants
- ▶ Connecteur de 15 mm (UNI) – adaptable à toutes les canules trachéales avec connecteur standard de 15 mm
- ▶ Filtre en polyuréthane poreux
- ▶ Filtre bleu afin d'avoir un aspect optique et esthétique plus agréable
- ▶ Léger, uniquement 2 g – la taille est adaptée à l'anatomie des enfants
- ▶ Conditionnement individuel sous sachet
- ▶ Unité d'emballage : 30 pièces

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

HUMIDOSTOM® JUNIOR**REF 46850**

1 x Filtre HME / Nez artificiel

Produit	Unité	REF
HUMIDOSTOM® JUNIOR	30 pièces, emballées individuellement	46850

