

# SUCTION CATHETER IDEAL TIP

REF 019055x1 / REF 019068x1



REF 60700 (optioneel)



- ▶ Steriele Stoma-katheter voor het behoedzaam afzuigen van tracheasecreet
- ▶ Van zachte, flexibele en transparante kunststof met afgeronde punt
- ▶ Met centrale opening en twee openingen aan de zijkant ("ogen") van de katheterpunt, om te verhinderen dat de katheter zich tijdens het afzuigen vastzuigt aan de tracheawand
- ▶ Shore hardheid A74
- ▶ Twee lengtes beschikbaar: 25 cm en 50 cm
- ▶ Groot assortiment (CH 06-18)
- ▶ Connectors met kleurcodering
- ▶ Te gebruiken in combinatie met de TRACHFLOW® vingertip, om de afzuigkracht te reguleren. Door middel van de TRACHFLOW® vingertip wordt de afzuigslang van het afzuigapparaat verbonden met de steriele stoma-katheter. Dankzij de conische constructie past één maat op alle maten van de stoma-katheter
- ▶ DEHP- en latexvrij

## LEVEROMVANG

### SUCTION CATHETER

#### IDEAL TIP, 50 CM

REF 019055X1

150 x Afzuigkatheter, steriel

of

### SUCTION CATHETER

#### IDEAL TIP, 25 CM

REF 019068X1

100 x Afzuigkatheter, steriel

Bij bestelling de maat aangeven!


Optioneel verkrijgbaar:

### TRACHFLOW® FINGERTIP

REF 60700

(unsteril)

## INFORMATIE



Product	Maat	Lengte	Shore	PU	REF
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 06	50 cm	A74	150	01905511
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 08	50 cm	A74	150	01905521
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 10	50 cm	A74	150	01905531
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 12	50 cm	A74	150	01905541
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 14	50 cm	A74	150	01905551
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 16	50 cm	A74	150	01905561
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 18	50 cm	A74	150	01905571
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 06	25 cm	A74	100	01906811
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 08	25 cm	A74	100	01906821
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 10	25 cm	A74	100	01906831
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 12	25 cm	A74	100	01906841
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 14	25 cm	A74	100	01906851
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 16	25 cm	A74	100	01906861
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 18	25 cm	A74	100	01906871

CE 0044 STERILE EO (gilt nicht für REF 60700)