



TRACHLINE® UNI CUFF

1 IC + 2 ICU



- ▶ Canule trachéale avec ballonnet pour un usage prolongé, durée d'utilisation : jusqu'à 29 jours maximum
- ▶ En matières plastiques thermosensibles de qualité médicale
- ▶ Matériau souple, flexible et léger
- ▶ Design transparent et discret
- ▶ Pointe de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse
- ▶ Les fermetures à baïonnette permettent une fixation sûre et aisée de la canule interne et des accessoires
- ▶ Set composé d'une canule interne (IC), de deux canules internes avec raccord de 15 mm (ICU), d'un raccord de 15 mm (UNI), d'un capuchon anti-projections, d'un anneau de sécurité, d'un cordon de canule réglable, d'un obturateur et d'un passeport de canule

Les informations de commande :

TRACHLINE® UNI CUFF 1 IC + 2 ICU Taille 5-10



Réf. 13800

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. plaque / CE (mm)	D.I. pointe / CE (mm)	D.I. pointe / CI (mm)	angle env.	Cuff (Ø) mm	Longueur mm
5	10,6	6.5	5.0	115°	18	62
6	11,7	7.5	6.0	110°	22	70
7	12,8	8.5	7.0	105°	22	72
8	13,8	9.5	8.0	100°	26	80
9	14,8	10.5	9.0	95°	30	82
10	15,8	11.5	10.0	90°	32	84

D.E. plaque = diamètre externe derrière la collerette de canule · D.I. pointe = diamètre interne à la pointe de la canule · CE = canule externe · CI = canule interne · Longueur = Longueur par l'arc central