

- ▶ Filtre HME
- ▶ Filtre l'air respiré et empêchent ainsi les particules de pénétrer dans les voies aériennes des patients
- ▶ Préviennent la formation de sécrétions visqueuses dans les poumons
- ▶ Garde l'humidité et la chaleur de l'air expiré dans le filtre et les restitue, au moment de l'inspiration, dans l'air inspiré
- ▶ Le connecteur standard de 15 mm correspond à toutes les canules trachéales avec connecteur de 15 mm (UNI)
- ▶ Deux filtres papier intégrés à un boîtier
- ▶ Profil plat
- ▶ Un adaptateur avec tubulure pour raccord d'oxygène est disponible à titre d'accessoire séparé
- ▶ Conditionnement individuel (sachet pelable)



Indication de commande :

HUMIDOFIX®, stérile, boîte de 30 unités

REF 46440

Adapter for oxygen supply for HUMIDOFIX®, stérile, boîte de 10 unités

REF 46441