



LARYVOX® SECUTRACH®

DUSCHESCHUTZ

- ▶ Verhindert weitestgehend das Eindringen von Wasser in die Trachea während des Duschens
- ▶ Die Öffnung für die Atemluft ist in einem 90° Winkel nach unten angebracht. So ist der Schutz vor Wasser sowie eine gleichzeitige Luftzufuhr möglich.
- ▶ Mit Multadapter: Kann mit einem 15 mm Konnektor (UNI), z.B. einer Trachealkanüle und mit einem 22 mm Adapter (KOMBI), z.B. LARYVOX® Tape Flexible Basisplatten verwendet werden.
- ▶ Sichere Verbindung zwischen Trachealkanüle oder Basisplatte zum LARYVOX® SECUTRACH®
- ▶ LARYVOX® SECUTRACH® darf keinesfalls bei einem Vollbad und beim Wassersport angewendet werden.



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® SECUTRACH® Duscheschutz

REF 47400