

COMBIPHON® SLIM

REF 27108



CE

REF 27109



CE 0482

- ▶ Spreekventiel - bijzonder klein, onopvallend ontwerp en gering gewicht
- ▶ Siliconeventiel
- ▶ Compatibel met alle 15 mm-connectors (UNI)
- ▶ Voor tracheotomiepatiënten, niet geschikt voor laryngectomiepatiënten
- ▶ Het spreekventiel kan uitsluitend in combinatie met een fonatiecanule worden gebruikt.
- ▶ **COMBIPHON® SLIM O₂** met zuurstofaansluiting
- ▶ Afzonderlijk verpakt

LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

COMBIPHON® SLIM **REF 27108**
1 x Spreekventiel

of
COMBIPHON® SLIM O₂ **REF 27109**
1 x Spreekventiel

Product	VE	REF
COMBIPHON® SLIM	1 Stuks	27108
COMBIPHON® SLIM O₂	1 Stuks	27109



UNI

O₂

Het Combiphon® SLIM- en SLIM O₂-spreekventiel mag uitsluitend worden gebruikt door patiënten met een geheel of gedeeltelijk behouden strottenhoofd!