

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel



STERILE R CE 0482



STERILE R CE 0482

- ▶ Lubrifiant stérile, à base d'eau, incolore
- ▶ Le produit FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel sert à faciliter l'insertion de canules trachéales dans l'orifice trachéal
- ▶ Une petite quantité de lubrifiant est appliquée avec précaution au moyen d'un chiffon non pelucheux propre sur la canule trachéale, qui peut ensuite être insérée de la façon habituelle dans l'orifice trachéal
- ▶ Également à utiliser pour des canules trachéales avec canule interne : l'application de lubrifiant sur la canule interne facilite son introduction dans la canule externe
- ▶ Il est cependant indispensable de respecter les instructions d'entretien du fabricant respectif de la canule avant la première utilisation du gel
- ▶ Utilisation économique : quelques gouttes de FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel suffisent, pour insérer facilement la canule interne/externe
- ▶ Disponible en tube de 20 g (REF 36100) ou en sachets pratiques de 3 g (REF 36105) pour un usage unique, idéal en voyage et pendant les déplacements
- ▶ Ingrédients : eau purifiée, glycérine, hydroxyéthylcellulose, phénoxyéthanol, éthylhexylglycérine, imidazolidinylurée, propylène glycol, aspartame, EDTA disodique

Les informations de commande:

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel, tube de 20 g

REF 36100

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel, sachets de 3 g

Boîte de 100 unités

REF 36105