

NECKFIX®

REF 32620



REF 32610



REF 32612



REF 32622



- ▶ Bande de fixation pour canule
 - "K" variante: avec bande auto-agrippant – blanc
 - "Blue K" variant: avec bande auto-agrippante - bleu
 - "Blue PED K" variante: avec bande auto-agrippante pour enfants - bleu
 - "Beige K PED" variante: avec bande auto-agrippante pour enfants - beige
 - "Beige K" variant: avec bande auto-agrippante - beige
 - "Beige K XL" variant: avec bande auto-agrippante - beige
- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
- ▶ Se compose d'une sangle de mousse d'environ enrobée d'un non-tissé doux.
- ▶ Confort ergonomique pour une utilisation quotidienne
- ▶ Design fin
- ▶ Conditionnement individuel

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

NECKFIX® K **REF 32620**

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

NECKFIX® Blue K **REF 3261x**

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

NECKFIX® Beige K **REF 3262x**

1 x Bandes de fixation pour canule

Produit	Longueur	Largeur	REF
NECKFIX® K	45 cm	3,5 cm	32620
NECKFIX® Blue K	45 cm	3,5 cm	32610
NECKFIX® Blue PED K	34 cm		32612
NECKFIX® Beige K PED	34 cm		32621
NECKFIX® Beige K	46 cm		32622
NECKFIX® Beige K XL	50 cm		32623

