



TRACHEOTEC® VARIO CUFF-SUCTION



- ▶ Trachealkanüle mit CUFF und integriertem Absaugschlauch, um Sekret oberhalb des CUFF zu entfernen
- ▶ Der Absaugschlauch ist in die Innenwand des Kanülenrohrs integriert, um zusätzliche Irritationen der Trachea oder des Tracheostomas zu vermeiden
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (VARIO), um Zug- und Drehkräfte abzpuffern, die durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Mit Röntgenkontraststreifen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass

Bestellhinweis:

TRACHEOTEC® VARIO CUFF-SUCTION, Größe 5-10

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!



REF 18930

| Größe | A.D. Schild (mm) | A.D. Spitze (mm) | I.D. (mm) | Länge mittl. Radius (mm) | Länge (mm) | REF |
|-------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------|
| 5 | 7,3 | 7,3 | 5,0 | 55,7 | 61,1 | 18930-05 |
| 6 | 8,7 | 8,7 | 6,0 | 60,7 | 67,1 | 18930-06 |
| 7 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 69,6 | 77,0 | 18930-07 |
| 8 | 11,3 | 11,3 | 8,0 | 79,5 | 87,9 | 18930-08 |
| 9 | 12,7 | 12,7 | 9,0 | 85,5 | 94,9 | 18930-09 |
| 10 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 95,0 | 105,3 | 18930-10 |

A-Kanüle = Außenkanüle · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · I-Kanüle = Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittlerer Radius = Länge der Mittellinie von Flansch bis Spitze