

# InHealth 22.5 Fr Indwelling Voice Prosthesis

steril

REF VP22xx-LEF



- ▶ Die InHealth 22.5 Fr Indwelling Voice Prosthesis ist eine Verweilprothese mit Niederdruckventil
- ▶ Steril verpackt
- ▶ Silberoxidhaltiges Silikon im Ventilbereich reduziert einen candidabedingt frühzeitigen Ventilwechsel
- ▶ Verfügt über einen stabilisierenden Titanring im Schaft
- ▶ Mit großem ösophagealen Flange, der beim Auftreten von periprothetischen Leckagen indiziert sein kann
- ▶ Die Platzierung der Stimmprothese erfolgt mit der Gelkapseltechnik
- ▶ Außendurchmesser 22.5 French
- ▶ In den Größen 6, 8, 10 und 12 erhältlich

## LIEFERUMFANG

### InHealth 22.5 Fr Indwelling Voice Prosthesis

REF VP22xx-LEF

- 1 x Stimmprothese (steril)
- 1 x Ring-Einführhilfe (steril)
- 1 x Einführstab (steril)
- 2 x Gelkapsel
- 1 x Gebrauchsanweisung

Größe	AD ø French	Schaftstärke mm	Länge mm	REF
<b>06</b>	22.5	7,5	6,0	<b>VP2206-LEF</b>
<b>08</b>	22.5	7,5	8,0	<b>VP2208-LEF</b>
<b>10</b>	22.5	7,5	10,0	<b>VP2210-LEF</b>
<b>12</b>	22.5	7,5	12,0	<b>VP2212-LEF</b>

Die Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ist exklusiver Vertriebspartner für InHealth-Technologies® in ausgewählten Ländern Europas. InHealth-Technologies® ist ein Geschäftsbereich der Freudenberg Medical, LLC.