


DURACUFF® VARIO SUCTION

- ▶ Trachealkanüle mit Niederdruckmanschette (CUFF)
- ▶ Der Absaugschlauch (SUCTION) ist in die Innenwand des Kanülenrohrs integriert, um zusätzliche Irritationen der Trachea oder des Tracheostomas zu vermeiden
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (VARIO), um Zug- und Drehkräfte abzapfen, die durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Set beinhaltet ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®), einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ In drei Längen verfügbar: Standard, mittel (M) und extra lang (XL)



STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

Rx only

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Bestellhinweis:

DURACUFF® VARIO SUCTION, Größe 7-12

DURACUFF® VARIO SUCTION M, Größe 7-12

DURACUFF® VARIO SUCTION XL, Größe 7-12

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

BE REF 13040
BE M REF 13140
BE XL REF 13240

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm A-Kanüle	I.D. mm I-Kanüle	Länge mm standard	Länge mm mittel (M)	Länge mm extra lang (XL)
7	10,2	8,8	7,0	5,5	65	75	100
8	11,2	9,8	8,0	6,5	70	80	105
9	12,4	11,2	9,0	7,5	75	85	105
10	13,4	12,2	10,0	8,5	85	95	110
11	14,4	13,2	11,0	9,5	87	97	115
12	15,4	14,2	12,0	10,2	90	100	120

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen