

OPTISWAB® SET LARGE / OPTISWAB® SET XL

REF 31015



REF 31020



► Beide sets voor het reinigen van tracheacanules bevatten:

- **OPTIBRUSH® CONT XL** reinigingsdoos (800 ml) (REF 31300) met grote diameter, om reiniging van tracheacanules mogelijk te maken. De reinigingsdoos bevat een uitneembaar zeefinzetstuk, waardoor de canules in de oplossing kunnen worden bewogen.
- **OPTIBRUSH® CLEAN** reinigingspoeder (400g) (REF 31100): voor het eenvoudig en nauwkeurig bereiden van een reinigungsoplossing; alleen maar oplossen in lauwwarm water. Voor het grondig verwijderen van op de canule aangekoekte bloed- en secretestrengen.

► **OPTISWAB® SET LARGE (REF 31015):**

- **OPTIBRUSH® SWAB** reinigingstampon (REF 31910) voor het reinigen van tracheacanules zonder ze te beschadigen. Buigzaam kunststofstaafje met absorberende kop van polyurethaanschuimstof. Geen pluizen of rafels. Daardoor wordt het risico op irritatie van de trachea gereduceerd. Bijzonder geschikt voor tracheacanules van zachte, gevoelige kunststof, met name voor kindercanules.

► **OPTISWAB® SET XL (REF 31020):**

- **OPTIBRUSH® SWAB XL** (REF 31920) reinigingstampon voor het reinigen van tracheacanules zonder ze te beschadigen. Buigzaam kunststofstaafje met absorberende kop van polyurethaanschuimstof. Geen pluizen of rafels. Daardoor wordt het risico op irritatie van de trachea gereduceerd. Bijzonder geschikt voor tracheacanules van zachte, gevoelige kunststof.

LEVERINGSOMVANG

► Gebruiksaanwijzing

OPTISWAB® SET LARGE REF 31015

- 1 x OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos
- 1 x OPTIBRUSH® CLEAN reinigingspoeder (400 g)
- 4 x OPTIBRUSH® SWAB reinigingstampon

of

OPTISWAB® SET XL REF 31020

- 1 x OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos
- 1 x OPTIBRUSH® CLEAN reinigingspoeder (400 g)
- 4 x OPTIBRUSH® SWAB XL reinigingstampon

Alle setonderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Producten	REF
OPTISWAB® SET LARGE	31015
OPTISWAB® SET XL	31020