

# COMBIPHON® SLIM

REF 27108



REF 27109



- ▶ Valve de phonation - particulièrement petite, design discret et poids faible
- ▶ Valve de silicone
- ▶ Compatible avec tous les connecteurs de 15 mm (UNI)
- ▶ Pour trachéotomisés, ne convient pas aux laryngectomisés
- ▶ La valve de phonation ne peut s'utiliser qu'avec une canule parlante
- ▶ **COMBIPHON® SLIM O<sub>2</sub>** avec raccord pour oxygène
- ▶ Conditionnement individuel

## CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

**COMBIPHON® SLIM** **REF 27108**

1 x Valve de phonation

ou

**COMBIPHON® SLIM O<sub>2</sub>** **REF 27109**

1 x Valve de phonation

Produit	Unité	REF
<b>COMBIPHON® SLIM</b>	1 pièce	<b>27108</b>
<b>COMBIPHON® SLIM O<sub>2</sub></b>	1 pièce	<b>27109</b>



UNI

O<sub>2</sub>

La valve de phonation **COMBIPHON® SLIM** et **SLIM O<sub>2</sub>** ne peut être utilisée que chez les patients dont le larynx est totalement ou partiellement conservé !