

HUMIDOLIFE®

REF 46445



- ▶ Värme- och fuktighetsväxlare/konstgjorda näsor (HME: Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ 15 mm standardkoppling (UNI) som passar alla trakealkanyler med 15 mm koppling
- ▶ Fuktighetsväxlare av cellulosa, som garanterar effektiv befuktning av luftvägarna i upp till 24 timmar
- ▶ Oxygenanslutningen på sidan (6 mm ISO-kontakt) gör det möjligt att ansluta en slang som kan kopplas till en oxygenkälla
- ▶ Liten invändig kammare för uppsamling av sputum.
- ▶ Fri från latex och DEHP

OMFATTNING AV LEVERANS

HUMIDOLIFE
1 x HME-filter

REF 46445**Tekniska data**

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| Tidalvolym | 150 - 1500 ml | Inandning | |
| Vikt | 8,5 g | 0,5 l/s: | 0,55 Hpa |
| Längd | 45 mm | 1,0 l/s: | 1,49 Hpa |
| Dödvolym | 16 ml | 1,5 l/s: | 2,83 Hpa |
| Fuktighetsförlust | | Utandning | |
| VT = 250 ml: | 11,0 mgH ₂ O/L | 0,5 l/s: | 0,42 Hpa |
| VT = 500 ml: | 15,4 mgH ₂ O/L | 1,0 l/s: | 1,18 Hpa |
| VT = 750 ml: | 16,6 mgH ₂ O/L | 1,5 l/s: | 2,12 Hpa |
| VT = 1000 ml: | 18,7 mgH ₂ O/L | | |

| Produkt | PU | REF |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| HUMIDOLIFE® | 50 st., separat förpackade | 46445 |