

OPTISWAB® SET PURE / OPTISWAB® SET PURE XL

REF 31025



REF 31030



► Beide sets voor het reinigen van tracheacanules bevatten:

- **OPTIBRUSH® CONT XL** reinigingsdoos (800 ml) (REF 31300) met grote diameter, om reiniging van tracheacanules mogelijk te maken. De reinigingsdoos bevat een uitneembaar zeefinzetstuk, waardoor de canules in de oplossing kunnen worden bewogen.
- **OPTICIT®** vloeibaar desinfectiemiddel (concentraat / 250 ml) (REF 31180): op basis van glutardialdehyde, een bewezen desinfecterend actief bestanddeel voor de desinfectie van medische producten. Uiterst effectief tegen endosporen, vele micro-organismen en virussen, incl. MRSA, HBV/HIV/HCV). Gemakkelijk te gebruiken door verdunning met water om de gebruiksklare oplossing te creëren.

► **OPTISWAB® SET LARGE (REF 31025):**

- **OPTIBRUSH® SWAB** reinigingstampon (REF 31910) voor het reinigen van tracheacanules zonder ze te beschadigen. Buigzaam kunststofstaafje met absorberende kop van polyurethaanschuimstof. Geen pluizen of rafels. Daardoor wordt het risico op irritatie van de trachea gereduceerd. Bijzonder geschikt voor tracheacanules van zachte, gevoelige kunststof, met name voor kindercanules.

► **OPTISWAB® SET XL (REF 31030):**

- **OPTIBRUSH® SWAB XL** (REF 31920) reinigingstampon voor het reinigen van tracheacanules zonder ze te beschadigen. Buigzaam kunststofstaafje met absorberende kop van polyurethaanschuimstof. Geen pluizen of rafels. Daardoor wordt het risico op irritatie van de trachea gereduceerd. Bijzonder geschikt voor tracheacanules van zachte, gevoelige kunststof.

► Gebruiksaanwijzing

OPTISWAB® SET PURE REF 31025

1 x OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos
1 x OPTICIT® desinfectiemiddel concentraat
4 x OPTIBRUSH® SWAB reinigingstampon

of

OPTISWAB® SET PURE XL REF 31030

1 x OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos
1 x OPTICIT® desinfectiemiddel concentraat
4 x OPTIBRUSH® SWAB XL reinigingstampon

Alle setonderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Producten

OPTISWAB® SET PURE

REF

31025

OPTISWAB® SET PURE XL

31030