

NEBUFIRST® PRO

REF A1600



- ▶ Leistungsstarker Druckluftvernebler für die Aerosoltherapie
- ▶ Die Aerosoltherapie kann zur Behandlung einer Vielzahl von häufigen Atemwegserkrankungen eingesetzt werden, z. B. Asthma, Sinusitis, Pharyngitis, Tonsillitis, Laryngitis, Bronchitis, Bronchiolitis, Bronchiektasie, Bronchopneumonie und Rhinitis.
- ▶ Das kompakte Design mit abgerundeten Formen macht es perfekt für die Therapie der ganzen Familie
- ▶ Robustes Gerät für den täglichen Einsatz
- ▶ Pflegeleicht zu reinigen
- ▶ 2 Jahre Garantie
- ▶ Wartungsfreier Kolbenkompressor

LIEFERUMFANG

NEBUFIRST® PRO

REF A1600

- 1 x Inhalationsgerät
- 1 x Nasenstück
- 1 x Mundstück
- 1 x Maske für Erwachsene
- 1 x Maske für Kinder
- 1 x Medikamentenbecher
- 1 x Verbindungsschlauch
- 5 x Ersatzluftfilter
- 1 x Gebrauchsanweisung

In der Erstausrüstung tracheotomierter Patienten zusätzlich mit Tracheostomiemaske.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	150 x 150 x 95 mm
Gewicht	1,25 kg
Spannung	230 V~
Leistungsaufnahme	120 VA
Frequenz	50 Hz
Medikamentenrückstände	< 0,5 ml
Maximaler Luftdruck	1,7 ± 2,3 bar
Kompressor Arbeitsdruck	0,5 / 0,7 bar
Maximaler Luftdurchsatz	13 ± 17 l/min
Arbeitszyklus	20 min EIN / 40 min AUS
Partikelgröße (MMAD)	< 5 µm
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag (nach EN 60601-1)	II
Schutzart	IP21

Umgebungsbedingungen für den Gebrauch


Umgebungstemperatur	min. 5°C - max. 40°C
Luftfeuchtigkeit	min. 15 % RH – max. 93 % RH
Atmosphärischer Druck	min. 700 hPa – max. 1060 hPa

Transport- und Lagerbedingungen

Temperatur	min. -25°C - max. +70°C
Luftfeuchtigkeit	min. 0 % RH – max. 93 % RH
Atmosphärischer Druck	min. 700 hPa – max. 1060 hPa

CE 0051

NEBUFIRST® PRO



GERÄTEÜBERSICHT	REF
① Inhalationsgerät	
② Anschluss für Schlauch	
③ EIN/AUS Schalter	
④ Luftfilterkassette	
⑤ Medikamentenbecher	
⑥ Luftschlauch	
⑦ Maske für Erwachsene	50000-05
⑧ Maske für Kinder	50000-08
⑨ Aufsatz mit Mundstück	50000-02
⑩ Aufsatz für Nase	50000-06
⑪ 5 x Ersatzluftfilter	01N0834