

SET D'ASPIRATION TRACHÉALE

stérile

REF 68460



- ▶ Le SET D'ASPIRATION TRACHÉALE sert au recueil de sécrétions trachéales non contaminées par aspiration
- ▶ Récipient de recueil de sécrétions (10 ml) pour les analyses de laboratoire microbiologiques
- ▶ Avec bouchon à vis séparé
- ▶ Avec entonnoir et cône presse-doigt pour la régulation du vide.

CONTENU

SET D'ASPIRATION TRACHÉALE	REF 68460
1 x bac de collecte	
1 x couvercle de fermeture	
1 x entonnoir	
1 x doigtier	
1 x étiquette d'inscription	

Produit	UE	REF
SET D'ASPIRATION TRACHÉALE	Emballage individuel, stérile	68460

CE 0482