

DURATWIX® JUNIOR PED / PDC

- ▶ Canule trachéale pour enfant (pédiatrie), sans ballonnet (réf. 17436) et avec ballonnet (réf. 17438)
- ▶ Matériau adaptable, porteur et léger
- ▶ Exempte de latex et de DEHP
- ▶ Collerette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Pointe de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse
- ▶ Avec bande latérale radio-opaque
- ▶ Le set contient un cordon de canule, un obturateur et un passeport de canule



Les informations de commande :

DURATWIX® JUNIOR PED

Taille 2,5-6



Réf. 17436

DURATWIX® JUNIOR PDC

Taille 2,5-6



Réf. 17438

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. mm	D.I. mm	angle env.	Cuff (Ø) mm	Longueur sur la courbe extérieure mm	Longueur par l'arc central mm
2,5	4,0	2,5	120°	8	34	32
3	4,5	3,0	120°	9	37	35
3,5	5,1	3,5	120°	10	42	39
4	5,8	4,0	120°	12	46	43
4,5	6,5	4,5	120°	12	50	47
5	7,1	5,0	120°	15	53	49
5,5	7,6	5,5	120°	15	58	54
6	8,3	6,0	120°	18	64	60

D.E. = diamètre externe · D.I. = diamètre interne