

DURAPUR® LINGO-PHON

1 PHON ICF



- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 6 Monaten
- ▶ Außenkanüle (AK) gesiebt mit einer gefensterten Innenkanüle (PHON ICF) mit Silbersprechventil und Flachprofil, wenn kein Anschluß an Beatmungsgeräte, HMEs oder Sprechventile benötigt wird
- ▶ Die DURAPUR® Trachealkanüle besteht aus thermosensiblen medizinischen Kunststoffen, die bei Körpertemperatur ihre optimalen Produkteigenschaften entwickeln
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Die Trachealkanüle ist in den Größen 7-12 verfügbar
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (NECKFIX®) und ein Kanülenpass
- ▶ Innenkanüle (PHON-ICF) separat erhältlich (REF 23808), Größe muss entsprechend der DURAPUR® Außenkanüle gewählt werden

Bestellhinweis:

DURAPUR® LINGO-PHON 1 ICF Größe 7-12



REF 23032

DURAPUR® PHON ICF Größe 7-12



REF 23808

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

 Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
 Einpatientenprodukt
 Gebrauchsanweisung beachten
 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. A.K. mm	I.D. I.K. mm	Länge mm standard	REF
7	10,6	8,7	7,2	5,6	65	23032-07
8	12,5	10,4	8,2	6,1	70	23032-08
9	13,6	11,3	9,3	7,1	75	23032-09
10	14,6	12,4	10,0	8,0	85	23032-10
11	15,3	13,3	11,1	9,0	87	23032-11
12	16,5	14,3	12,3	10,2	90	23032-12

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A.K. = Außenkanüle · I.K. = Innenkanüle
 Länge = Länge über Außenbogen