

HUMIDOTWIN®

REF 46460





- ▶ HME Filter / Künstliche Nase mit Überdruckventil
- ▶ Ideal für die Anwendung in der Nacht
- ▶ Multiadapter passt auf jeden 15 mm Konnektor (UNI) und jeden 22 mm Adapter (KOMBI) einer Trachealkanüle oder Basisplatte
- ▶ Offenporiger PU Schaumstofffilter
- ▶ Flaches Profil, geringes Gewicht, unauffällig
- ▶ Mit Überdruckventil, um problemloses Abhusten zu ermöglichen

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDOTWIN®**REF 46460**

1 x HME-Filter / Künstliche Nase

**Produkt****HUMIDOTWIN®****VE**

30 Stück, einzeln verpackt

REF**46460**

CE