

OPTIFLAUSCH®

REF 32550



REF 32551



- ▶ Bande de fixation pour canule
 - "K" variante: avec bande auto-agrippant
 - "H" variante: avec crochet plastique
- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
- ▶ Noyau de mousse léger enrobé dans un non-tissé agréable sur la peau
- ▶ Matériau souple et confortable permettant une fixation confortable
- ▶ Le cordon affiche une épaisseur d'environ 4 mm
- ▶ Permet un ajustement rapide au tour de cou souhaité à l'aide d'une bande auto-agrippant (composé de 2 parties, réglable)
- ▶ Coloris: blanc
- ▶ Emballé séparément

CONTENU

OPTIFLAUSCH® K REF 32550

1 x Bandes de fixation pour canule
1 x Mode d'emploi

ou

OPTIFLAUSCH® H REF 32551

1 x Bandes de fixation pour canule
1 x Mode d'emploi

Produit	Longueur	Largeur	REF
OPTIFLAUSCH® K	24 - 45 cm	2,5 cm	32550
OPTIFLAUSCH® H	24 - 47 cm	2,5 cm	32551



OPTIFLAUSCH®

REF 32553



REF 32555



- ▶ Bande de fixation pour canule
 - "K" variante: avec bande auto-agrippant
 - "K PED" variante: avec bande auto-agrippante pour enfants
- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
- ▶ Noyau de mousse léger enrobé dans un non-tissé agréable sur la peau
- ▶ Matériau souple et confortable permettant une fixation confortable
- ▶ Le cordon affiche une épaisseur d'environ 4 mm
- ▶ Permet un ajustement rapide au tour de cou souhaité à l'aide d'une bande auto-agrippant (composé de 2 parties, réglable)
- ▶ Coloris: beige
- ▶ Emballé séparément

CONTENU

OPTIFLAUSCH® K beige REF 32553

1 x Bandes de fixation pour canule
1 x Mode d'emploi

ou

OPTIFLAUSCH® K PED REF 32555

1 x Bandes de fixation pour canule
1 x Mode d'emploi

Produit	Longueur	Largeur	REF
OPTIFLAUSCH® K beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32553
OPTIFLAUSCH® K PED	16 - 23 cm	2,0 cm	32555

