


- ▶ Spezialbürste zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen
- ▶ Biigsam und flexibel
- ▶ Borsten sind dicht um den Edelstahldraht angeordnet, der gedreht ist, um scharfkantige Ecken zu vermeiden, die die Trachealkanüle beschädigen könnten
- ▶ OPTIBRUSH® (REF 31850) hat eine abgerundete Spitze, um ein Verkratzen des weichen Kanülenmaterials zu verhindern
- ▶ Die Bürstenspitze der OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855) ist von einem weichen, wischaktiven und saugfähigen Fasertop ummantelt, der die Gefahr einer Beschädigung der Kanüle weiter verringert und der eine effizientere Reinigung ermöglicht
- ▶ Die Bürstenspitze der OPTIBRUSH® Basic (REF 31800) ist von einem weichen, ca. 1 cm starken, wischaktiven und saugstarken Wollbüschel umgeben, der ebenfalls die Gefahr einer Beschädigung der Kanüle weiter verringert und eine effizientere Reinigung ermöglicht
- ▶ Weites Größenspektrum



 Einpatientenprodukt
 Gebrauchsanweisung beachten
 CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

OPTIBRUSH®, Größe 4 - 14, Packung mit 4 Stück

REF 31850

OPTIBRUSH® PLUS, Größe 5 - 14, Packung mit 4 Stück

REF 31855

OPTIBRUSH® Basic, Größe 6 - 14, Packung mit 4 Stück

REF 31800