

► Fünf verschiedene Typen von ungefensterten Innenkanülen für DURATWIX® Tracheostomiekannülen, jede in zwei Längen erhältlich:

1. Mit 15 mm Drehkonnekter (ICV), um Zug- und Scherkräfte abzapuffern, wie sie durch Beatmungsschläuche entstehen können (REF 19821 und REF 19822 short)
2. Mit feststehendem 15 mm Konnekter (ICU) zur Verbindung mit einem HME (REF 19811 und REF 19812 short)
3. Mit Flachprofil (IC) wenn kein Anschluss an Beatmungsgeräte oder HMEs benötigt wird (REF 19801 und REF 19802 short)
4. Mit 22 mm Adapter (ICK) um HMEs (22 mm Adapter) anzuschließen (REF 19831 und REF 19832 short)
5. Röntgenkontrastgebende Innenkanüle mit feststehendem 15 mm Konnekter (ICU) (REF 19803)

► Zweifach farbkodiert:

Die Konnektoren und die Konnektorbasis sind weiß (türkisblau bei gefensterten Innenkanülen)
 Kanülenschaft der Standardlänge: weiß; kurze Variante: türkisblau

► Die Größe muss entsprechend der DURATWIX® Außenkanüle gewählt werden.



Bestellhinweis:

- DURATWIX® ICV**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® ICV short**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® ICU**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® ICU short**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® IC**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® IC short**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® ICK**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® ICK short**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück
- DURATWIX® ICU contrast**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

	REF 19821
	REF 19822
	REF 19811
	REF 19812
	REF 19801
	REF 19802
	REF 19831
	REF 19832
	REF 19803

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Rx only
 ACHTUNG:
 Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany