

DURAPUR® ICF

gefensterte Innenkanülen

► Fünf verschiedene Typen gefensterte Innenkanülen für die DURAPUR® Trachealkanüle:

1. Mit Flachprofil (ICF) wenn kein Anschluss an Beatmungsgeräte, HME oder Sprechventil benötigt wird (REF 23807)
2. Mit feststehenden 15 mm-Uni-Konnektor (ICFU) zur Verbindung mit einem HME oder einem Sprechventil (REF 23816)
3. Mit integriertem Silbersprechventil, um ein Abfallen des Ventils zu vermeiden (PHON ICF) (REF 23808)
4. Mit integriertem Silbersprechventil, um ein Abfallen des Ventils zu vermeiden, inkl. Sauerstoffanschluss (PHON ICF-O2) (REF 23809)
5. Mit 22 mm-Kombi-Adapter (ICFK), um Sprechventile oder HMEs mit flacher Basis (22 mm-Adapter) anzuschließen (REF 23885)



► Die Größe der Innenkanüle muss entsprechend der DURAPUR® Außenkanüle gewählt werden



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Bestellhinweis:

DURAPUR® ICF	Größe 7-12	  	REF 23807
DURAPUR® ICFU	Größe 7-12	  	REF 23816
DURAPUR® PHON ICF	Größe 7-12	 	REF 23808
DURAPUR® PHON ICF-O2	Größe 7-12	  	REF 23809
DURAPUR® ICFK	Größe 7-12	  	REF 23885

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!