


LARYVOX® TRACHEOSPREIZER

- ▶ Ermöglicht die Spreizung des Tracheostomas bei Tracheotomierten und Laryngektomierten
- ▶ Geeignet für die Anlage von chirurgischen Tracheostomata und als zusätzliches Hilfsmittel für die Perkutantechnik
- ▶ Unentbehrliches Hilfsmittel für den Kanülenwechsel und für Notfallsituationen, z.B. bei der Dekanülierung
- ▶ Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- ▶ Die Spitzen des Tracheospreizers sind besonders geformt und abgerundet, so dass die Verletzungsgefahr beim Einführen in das Tracheostoma minimiert wird
- ▶ Aufgrund der speziellen Konstruktion mit den drei spreizbaren Flügeln kann das Tracheostoma während des Kanülenwechsels gleichmäßig und zirkulär in alle Richtungen geöffnet werden
- ▶ Ergonomisches Design: Der Tracheospreizer wird durch das Zusammendrücken der Griffe geöffnet und das Tracheostoma gespreizt. Dies entspricht der natürlichen Ergonomie der Handführung und erlaubt eine präzise und feingesteuerte Kontrolle des Spreizungsvorgangs.
- ▶ Zusätzliche PED Variante für kleine Tracheostomata (z.B. bei Kindern) verfügbar.



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® Tracheospreizer

REF 35500

LARYVOX® Tracheospreizer PED

REF 35501