

TRACHFLOW® SHUNT

stérile

REF 68800



REF 60700



- ▶ Permet une aspiration ciblée de valves de dérivation
- ▶ En plastique souple, flexible et transparent
- ▶ Connecteurs à codage couleur
- ▶ Longueur : 10 cm
- ▶ À utiliser avec le cône presse-doigt TRACHFLOW® pour contrôler la puissance d'aspiration. La tubulure d'aspiration de l'aspirateur est reliée à la sonde stomacale au moyen du cône presse-doigt TRACHFLOW®
- ▶ De par sa construction conique, une taille convient à toutes les tailles de sonde stomacale

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

TRACHFLOW® SHUNT **REF 68800**


1 x Sonde stomacale stérile

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Accessoires optionnels:

TRACHFLOW® FINGERTIP **REF 60700**

INFORMATION



08

10

Les articles	Taille	Longueur	Couleur	Unité	REF
TRACHFLOW® SHUNT	CH 08	10 cm		30	68800-08
TRACHFLOW® SHUNT	CH 10	10 cm		30	68800-10

CE 0482 STERILE EO