

TRACHEAL-SAUGSET

steril

REF 68460



- ▶ Das TRACHEAL-SAUGSET dient der Sammlung von kontaminationsfreiem Trachealsekret durch Absaugung
- ▶ Sekret-Sammelbehälter (10 ml) für mikrobiologische Laboruntersuchungen
- ▶ Mit separatem Schraubverschlussdeckel
- ▶ Inkl. Trichter und Fingertip zur Sogregulierung.

LIEFERUMFANG

TRACHEAL-SAUGSET	REF 68460
1 x Sammelbehälter (10 ml)	
1 x Verschlussdeckel	
1 x Trichter	
1 x Fingertip	
1 x Beschriftungsaufkleber	

Produkt	VE	REF
TRACHEAL-SAUGSET	Einzel verpackt, steril	68460

CE 0482