

# OPTISWAB® SET PURE / OPTISWAB® SET PURE XL

REF 31025



REF 31030



- ▶ Beide Sets zur Reinigung von Trachealkanülen enthalten:
  - **OPTIBRUSH® CONT XL** Reinigungsdose (800 ml) (REF 31300) mit großem Durchmesser, um die Reinigung von Trachealkanülen zu ermöglichen. Sie enthält einen herausnehmbaren Siebeinsatz, der das Bewegen der Kanülen in der Lösung ermöglicht.
  - **OPTICIT®** flüssiges Desinfektionsmittel (Konzentrat / 250 ml) (REF 31180): basierend auf Glutaraldehyd, einem bewährten Desinfektionsmittelwirkstoff für die Desinfektion von medizinischen Produkten. Äußerst wirksam gegen Endosporen, viele Mikroorganismen und Viren, inkl. MRSA, HBV/HIV/HCV). Einfache Anwendung durch Verdünnung mit Wasser zur Erstellung der gebrauchsfertigen Lösung.

- ▶ **OPTISWAB® SET PURE (REF 31025)** enthält:
  - **OPTIBRUSH® SWAB** Reinigungstupfer (REF 31910) zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen. Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschaumstoff. Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert. Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff, insbesondere für Kinderkanülen.
- ▶ **OPTISWAB® SET PURE XL (REF 31030)** enthält:
  - **OPTIBRUSH® SWAB XL** (REF 31920) Reinigungstupfer zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen. Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschaumstoff. Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert. Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff.

## LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung
  
- OPTISWAB® SET PURE REF 31025**  
 1 x OPTIBRUSH® CONT XL Reinigungsdose  
 1 x OPTICIT® Desinfektionsmittel Konzentrat  
 4 x OPTIBRUSH® SWAB Reinigungstupfer
  
- oder
- OPTISWAB® SET PURE XL REF 31030**  
 1 x OPTIBRUSH® CONT XL Reinigungsdose  
 1 x OPTICIT® Desinfektionsmittel Konzentrat  
 4 x OPTIBRUSH® SWAB Reinigungstupfer

Alle Set-Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

Produkt	REF
OPTISWAB® SET PURE	31025
OPTISWAB® SET PURE XL	31030