


# TRACHEOSILC® VARIO



CE 0482

- ▶ Canule trachéale sans ballonnet basse pression
- ▶ Aussi disponible avec un ballonnet basse pression (Réf. 18830) ou avec ballonnet (CUFF) et aspiration sous-glottique (SUCTION) (Réf. 18840, cf. fiche de données séparée)
- ▶ Collerette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Corps de canule clair et transparent pour une manipulation aisée lors du nettoyage
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (VARIO) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Pointe de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse trachéale
- ▶ Le set contient une bande de fixation de canule et un passeport de canule

## Indication de commande :

**TRACHEOSILC® VARIO**

Taille 5-9,5



**Réf. 18820**

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. plaque / CE (mm)	D.E. pointe / CE (mm)	Longueur (L / mm)	Réf.
5,0	7,3	7,3	57	<b>18820-05</b>
6,0	8,7	8,7	63	<b>18820-06</b>
7,0	10,0	10,0	71	<b>18820-07</b>
7,5	10,7	10,7	73	<b>18820-075</b>
8,0	11,0	11,0	75	<b>18820-08</b>
8,5	11,7	11,7	78	<b>18820-085</b>
9,0	12,3	12,3	80	<b>18820-09</b>
9,5	13,3	13,3	83	<b>18820-095</b>

D.E. plaque = diamètre externe derrière la collerette de canule · D.E. pointe = diamètre externe de la canule externe à l'extrémité de la canule · Longueur = longueur sur la courbe extérieure · Canule E = canule externe