

## LARYVOX® HME

REF 49800



CE

- ▶ Mousse en polyuréthane poreuse
- ▶ Couleur chair pour une apparence discrète
- ▶ Léger, profil plat
- ▶ Boîtier stable – peut être obturé d'un doigt sans pression afin de permettre la phonation de patients laryngectomisés portant une prothèse phonatoire
- ▶ Variante standard (REF 49800) avec adaptateur de 22 mm (KOMBI)
- ▶ Variante avec raccord pour oxygène (REF 49802) et adaptateur multiple pour le raccordement de connecteurs de 15 mm (UNI) et d'adaptateurs de 22 mm (KOMBI), permettant la connexion à toutes les plaques de base traditionnelles (p. ex. LARYVOX® TAPE) ou aux canules en silicone pour laryngectomisés (p. ex. LARYNGOTEC®).

REF 49802



CE 0482

## CONTENU

- ▶ Mode d'emploi


**LARYVOX® HME** **REF 49800**

1 x cassette filtrante

ou

**LARYVOX® O<sub>2</sub> HME** **REF 49802**

1 x cassette filtrante



Produit	Unité	REF
LARYVOX® HME	30 pièces, emballées individuellement	49800
LARYVOX® O <sub>2</sub> HME	30 pièces, emballées individuellement	49802