


HUMIDOSTOM® JUNIOR

REF 46850

PED



UNI



- ▶ HME-filter (Heat-Moisture Exchanger) voor Kinder
- ▶ 15 mm-connector (UNI) – past op alle tracheacanules met 15 mm standaardconnector
- ▶ Polyurethan-filter met open poriën
- ▶ Filter blauw gekleurd: prettiger esthetisch uiterlijk
- ▶ Gering gewicht, slechts 2 g – de maat is aangepast aan de anatomie van kinderen
- ▶ Afzonderlijk verpakt in een peel-pack
- ▶ Verpakking met 30 stuks

LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

HUMIDOSTOM® JUNIOR**REF 46850**

1 x HME-filter / Kunstneus

Product	VE	REF
HUMIDOSTOM® JUNIOR	30 Stuks, afzonderlijk verpakt	46850

