

NECKFIX® DUO

REF 32630



REF 32631



REF 32629



- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
- ▶ Bande de fixation de canule en deux parties
- ▶ Variante «Duo K» : avec bande auto-agrippante, blanche
- ▶ Variante «Duo K beige» : avec bande auto-agrippante, beige
- ▶ Variante «Duo Plus» : avec bande auto-agrippante, blanche
- ▶ Se compose d'une sangle de mousse enrobée d'un non-tissé doux.
- ▶ Facile à régler en fonction du tour de cou.
- ▶ Conditionnement individuel

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

NECKFIX® Duo**REF 326xx**

1 x Bandes de fixation pour canule

Produit	Longueur	Largeur	REF
NECKFIX® Duo K	40-53 cm	3,5 cm	32630
NECKFIX® Duo K beige	40-53 cm	3,5 cm	32631
NECKFIX® Duo K Plus	16-45 cm	3,0 cm	32629

