

TRACHEOPORT® PRO

REF 63900



- ▶ Modernes, tragbares Absauggerät mit Kolbenpumpe zur Vakuumerzeugung
- ▶ Temporäres und spontanes Absaugen von Sekret, Blut, serösen Flüssigkeiten aus dem Bronchialsystem
- ▶ Absaugung der oberen und unteren Atemwege
- ▶ Einsatz im stationären, ambulanten und häuslichen Bereich, auch mit Umrüstset SERRES® einsetzbar
- ▶ Ausgezeichnete Saugleistung von max. 27 l/min
- ▶ Wartungsarm, sicher, Vakuum stufenlos regelbar
- ▶ Moderater Geräuschpegel <65 dB
- ▶ Akkubetriebenes Gerät mit Akkulaufzeit bis zu 60 min. Wahlweise Akkuantrieb oder über eine externe Gleichspannungsquelle

LIEFERUMFANG

▶ Gebrauchsanweisung

| | |
|--------------------------------|------------------|
| TRACHEOPORT® PRO | REF 63900 |
| 1 x Absauggerät | |
| 1 x Sekretbehälter-System | REF 60630 |
| 1 x Schlauchadapter | REF 60530 |
| 1 x TRACHFLOW® LINE PRO | REF 60506 |
| 1 x TRACHFLOW® FINGERTIP | REF 60700 |
| 2 x Bakterien- und Virenfilter | REF 60840 |

Optional erhältlich:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Umrüstset SERRES® | REF 65962 |
| SERRES® Absaugbeutel (32 St.) | REF 57557 |

Optional: **Umrüstset SERRES® (REF 65962)**



CE 0124

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Spannung | 100 - 240 V~ ± 10 %; 50/60 Hz (13,4 V DC Steckernetzteil) |
| Stromaufnahme | Max. 1 A |
| Leistungsaufnahme | Max. 37 W |
| Sonstige Stromquelle | 4 Ah, Bleigel-Akku, min. 400 Ladezyklen in ca. 3 Jahren |
| 12 V | |
| Akkulaufzeit | Ca. 60 Minuten |
| Ladezeit | 50 % in 3 h, Max. in 12 h |
| Saugleistung (an der Pumpe bei Netzbetrieb und 21°C/1013 hPA) | 27 l/min ± 3 l/min |
| Maximal erzielbares Vakuum bei NN | -80 kPa ± 5 kPa (-800 mbar ± -50 mbar; -600 mmHg ± 37,5 mmHg) bzw. 80% des Tagesluftdrucks |
| Vakuumanzeige | -1...0 bar (±2,5 % vom Endwert) (mmHg, bar, kPa) |
| Vakuumeinstellung | Stufenloser Vakuumregler |
| Notbetrieb | Bei komplett entleertem Akku ist ein netzversorgter Betrieb möglich |

| | |
|---|---|
| Betriebsdauer | Intervallbetrieb (max. 30 Minuten „AN“; min. 30 Minuten „AUS“) |
| Geräuschpegel | < 65 dB (A) @1m |
| Max. Betriebshöhe | 3000 m (NN) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | II |
| Abmessungen (B x H x T) | 286 x 243 x 118 mm (mit Sekretbehälter) 340 x 253 x 140 mm (mit Umrüstset SERRES®) |
| Gewicht | 3,3 kg (mit leerem Sekretbehälter) 3,5 kg (mit leerem Umrüstset SERRES®) |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag (nach EN 60601-1) | II |
| Schutzart | IP21 |

TRACHEOFIRST® PRO

REF 67800



- ▶ Modernes Absauggerät mit Kolbenpumpe zur Vakuumerzeugung
- ▶ Temporäres und spontanes Absaugen von Sekret, Blut, serösen Flüssigkeiten aus dem Bronchialsystem
- ▶ Absaugung der oberen und unteren Atemwege
- ▶ Einsatz im stationären, ambulanten und häuslichen Bereich, auch mit Umrüstset SERRES® einsetzbar
- ▶ Ausgezeichnete Saugleistung von max. 27 l/min
- ▶ Wartungsarm, sicher, Vakuum stufenlos regelbar
- ▶ Moderater Geräuschpegel <65 dB
- ▶ Netzbetriebenes Gerät mit Steckernetzteil

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| TRACHEOFIRST® PRO | REF 67800 |
| 1 x Absauggerät | |
| 1 x Sekretbehälter-System | REF 60630 |
| 1 x Schlauchadapter | REF 60530 |
| 1 x TRACHFLOW® LINE PRO | REF 60506 |
| 1 x TRACHFLOW® FINGERTIP | REF 60700 |
| 2 x Bakterien- und Virenfilter | REF 60840 |
| Optional erhältlich: | |
| Umrüstset SERRES® | REF 65962 |
| SERRES® Absaugbeutel (32 St.) | REF 57557 |

Optional: **Umrüstset SERRES® (REF 65962)**



TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--|--|---|---|
| Spannung | 100 - 240 V~ ± 10 %; 50/60 Hz (13,4 V DC Steckernetzteil) | Max. Betriebshöhe | 3000 m (NN) |
| Stromaufnahme | Max. 1 A | Verschmutzungsgrad | 2 |
| Leistungsaufnahme | Max. 37 W | Überspannungskategorie | II |
| Saugleistung (an der Pumpe bei Netzbetrieb und 21°C/1013 hPa) | 27 l/min ± 3 l/min | Abmessungen (B x H x T) | 286 x 243 x 118 mm (mit Sekretbehälter) 340 x 253 x 140 mm (mit Umrüstset SERRES®) |
| Maximal erzielbares Vakuum bei NN* | -80 kPa ± 5 kPa (-800 mbar ± -50 mbar; -600 mmHg ± 37,5 mmHg) bzw. 80% des Tagesluftdrucks | Gewicht | 1,9 kg (mit leerem Sekretbehälter) 2,1 kg (mit leerem Umrüstset SERRES®) |
| Vakuumanzeige | -1...0 bar (±2,5 % vom Endwert) (mmHg, bar, kPa) | Schutzklasse gegen elektrischen Schlag (nach EN 60601-1) | II |
| VakuumEinstellung | Stufenloser Vakuumregler | Schutzart | IP21 |
| Betriebsdauer | Intervallbetrieb (max. 30 Minuten „AN“; min. 30 Minuten „AUS“) | | |
| Geräuschpegel | < 65 dB (A) @1m | | |

CE 0124

TRACHEOPORT® PRO & TRACHEOFIRST® PRO

FAHL



| GERÄTEÜBERSICHT | REF | REF 60506 | REF 57557 | GERÄTEÜBERSICHT – UMRÜSTSET SERRES® | REF |
|---|--------------|--|---|--|--------------|
| ① Bedienfeld | |  |  | ① Bedienfeld | |
| ② Tragegriff | | 1 x | 32 x | ② Tragegriff | |
| ③ Manometer | | | | ③ Manometer | |
| ④ Vakuumregulierung (von - bis +) | | | | ④ Vakuumregulierung (von - bis +) | |
| ⑤ Kurzanleitung | | | | ⑤ SERRES®-Absaugbeutel (1000 ml) | 57557 |
| ⑥ Anschluss für Steckernetzteil | | | | ⑥ Anschluss für Steckernetzteil | |
| ⑦ Schlauchadapter | 60530 | | | ⑦ Halterung für SERRES®-Außenbehälter | |
| ⑧ Sekretbehälter mit Deckel TRACHEOFIRST® PRO / TRACHEOPORT® PRO | 60630 | 1 x  | | ⑧ SERRES®-Außenbehälter (1000 ml) | |
| ⑨ TRACHFLOW® LINE PRO (1,3 m) | 60506 | | | ⑨ Winkel (Anschluss Absaugschlauch) | |
| ⑩ TRACHFLOW® FINGERTIP | 60700 | | | ⑩ Bakterien- und Virenfilter für SERRES®-Umrüstset | 60850 |
| | | | | ⑪ Vakuumverbindungsschlauch für SERRES®- Umrüstset | |
| | | | | ⑫ TRACHFLOW® LINE PRO (1,3 m) | 60506 |
| | | | | ⑬ TRACHFLOW® FINGERTIP | 60700 |
| | | 1 x  | 1 x  | | |