


LARYVOX® UNIEK ULTRA LOW RESISTANCE

stérile

REF 25010



REF 25020



REF 25925



REF 25800 (optional)



Veuillez scanner pour accéder aux vidéos.



CE 0482

- ▶ Huit longueurs (5 à 11 mm / 13 mm) et 2 diamètres (21 Fr et 24 Fr) sont disponibles
- ▶ Composé de silicone de qualité médicale et de sulfate de baryum radio-opaque permettant un affichage à l'imagerie en cas d'aspiration / d'ingestion
- ▶ La prothèse phonatoire LARYVOX® UNIEK U.L.R. convient aux examens par IRM
- ▶ Le positionnement peut se faire de manière antérograde avec le dispositif d'insertion LARYVOX® INSERTER UNIEK (Réf 25925).
- ▶ La prothèse LARYVOX® UNIEK U.L.R. est fournie dans un conditionnement stérile.
- ▶ La variante de la prothèse phonatoire de 24 Fr LARYVOX® UNIEK U.L.R. est tout spécifiquement destinée aux patients présentant un canal de shunt élargi.
- ▶ Le dispositif d'obturation LARYVOX® PLUG (Réf 25800) offre une aide provisoire en cas d'éventuelles fuites transprothétiques.
- ▶ Des instructions vidéo permettant par exemple de mieux comprendre le nettoyage et le remplacement peuvent être visionnées sur YouTube.

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi, Passeport pour prothèse phonatoire

**LARYVOX® UNIEK
ULTRA LOW RESISTANCE 21 Fr. REF 25010**

1 x prothèse phonatoire
1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
1 x LARYVOX® DUO BRUSH

ou

**LARYVOX® UNIEK
ULTRA LOW RESISTANCE 24 Fr. REF 25020**

1 x prothèse phonatoire
1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
1 x LARYVOX® DUO BRUSH

Disponible en option :

LARYVOX® PLUG REF 25800

Le choix approprié et le remplacement d'une prothèse phonatoire sont réalisés par le médecin.

Taille	Diamètre de tige Ø mm 21 FR.	Diamètre de tige Ø mm 24 FR.	Longueur mm	REF 21 FR.	REF 24 FR.
05	7,0	8,0	5,0	25010-05	25020-05
06	7,0	8,0	6,0	25010-06	25020-06
07	7,0	8,0	7,0	25010-07	25020-07
08	7,0	8,0	8,0	25010-08	25020-08
09	7,0	8,0	9,0	25010-09	25020-09
10	7,0	8,0	10,0	25010-10	25020-10
11	7,0	8,0	11,0	25010-11	25020-11
13	7,0	8,0	13,0	25010-13	25020-13